

- ✔ Bessere Daten
- ✔ Bessere Entscheidungen
- ✔ Bessere Leistung

Hinweise für den optimalen Sitz des EQ02 Sensorgurts

Ein gutsitzender Gurt ist essentiell um die Integrität der Daten des EQ02 LifeMonitors sicherzustellen; Der Gurt sollte so eng wie möglich am Körper anliegen und am unteren Rand der pectoralen Muskeln ausgerichtet werden.

Der Gurt ist korrekt positioniert wenn die Verbindungsspanne des Gurtes mittig auf der Brust liegt und der Schultergurt Entlastung bietet ohne dabei zu straff gespannt zu sein. Sollte Ihr Unterbrustumfang im unteren Bereich einer Größe sein, dann wählen Sie die nächstkleinere Größe. Wenn Sie beispielsweise einen Unterbrustumfang von 94cm haben, nehmen Sie Größe 4 und nicht Größe 5.

Männer: Messungen sollten am Xiphisternum auf einer Linie mit den pectoralen Muskeln abgenommen werden.

Frauen: Die Messung wird genau wie bei Männern durchgeführt. Die Positionierung des Gurtes kann davon abhängen, ob er zusammen mit einem BH bzw. Sport-BH getragen wird. Der Gurt kann über oder unter einem BH / Sport-BH getragen werden, es sollte jedoch eine Verifikation der Datenqualität durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass der Gurt richtig positioniert ist.

Am besten lässt sich der Sitz des Gurtes im Hinblick auf die Datenqualität verifizieren, in dem die Echtzeit-Anzeige von eqView Pro benutzt wird damit eine stabile EKG Anzeige im Ruhezustand und unter Ambulation gemessen wird.

Größe	Unterbrustumfang (in Zoll)	Unterbrustumfang (in cm)
1	29 – 31	74 – 79
2	31 – 33	79 – 84
3	33 - 35	84 – 89
4	35 – 37	89 – 94
5	37 - 39	94 – 99
6	39 - 41	99 – 104
7	41 – 43	104 – 109
8	43 - 45	109 – 114
9	45 - 47	114 - 119

