

[AliveCor Support](#) > [Erste Schritte](#) > [Vor dem Kauf](#)

Beiträge in diesem Abschnitt



# Kompatibilität

Aktualisiert · vor 1 Monat

KardiaMobile, KardiaMobile 6L und KardiaBand sind Medizinprodukte, die nach bundesstaatlichen und internationalen Vorschriften reguliert werden; wir testen und validieren unsere Geräte intensiv mit Smartphones und Tablets, um diese Vorschriften zu erfüllen oder zu übertreffen, bevor wir die jeweilige Kompatibilität bestätigen. Regelmäßig fügen wir weiteren Support für neue Smartphones und Tablets hinzu. Überprüfen Sie, ob Ihr Gerät unten aufgeführt wird. Im Laufe der Zeit können bestimmte Geräte aus verschiedenen Gründen nicht mehr von AliveCor unterstützt werden.

## KardiaMobile & KardiaMobile 6L

### iPhone

- iPhone 12 (iOS 15.1)
- iPhone 12 Pro (iOS 15.1)
- iPhone 12 Pro Max (iOS 15.1)
- iPhone 12 mini (iOS 15.1)
- iPhone 11 (iOS 15.1)
- iPhone 11 Pro (iOS 15.1)
- iPhone 11 Pro Max (iOS 15.1)
- iPhone XR (iOS 15.1)
- iPhone Xs (iOS 15.1)
- iPhone Xs Max (iOS 15.1)

**Hilfe**

- iPhone 8 Plus (iOS 15.1)
- iPhone 7 (iOS 15.1)
- iPhone 7 Plus (iOS 15.1)
- iPhone 6s (iOS 15.1)
- iPhone 6s Plus (iOS 15.1)
- iPhone SE (iOS 15.1)
- iPhone SE gen 2 (iOS 15.1)
- iPhone 6 (iOS 12.4)
- iPhone 6 Plus (iOS 12.4)
- iPhone 5s (iOS 12.4)
- iPhone 5c\* (iOS 10.3.3)
- iPhone 5\* (iOS 10.3.3)
- iPod Touch (7th gen) (iOS 15.1)

*\*Not compatible with KardiaMobile 6L*

## iPad

- iPad 2019 (7th gen) (iOS 15.1)
- iPad Pro 12" (2nd Gen) (iOS 15.1)
- iPad Pro 10.5" (2nd Gen) (iOS 15.1)
- iPad Pro 12" (iOS 15.1)
- iPad Pro 9" (iOS 15.1)
- iPad 9.7" (2017)(iOS 15.1)
- iPad Mini 5 (iOS 15.1)
- iPad Mini 4 (iOS 15.1)
- iPad Air (3rd gen) (iOS 15.1)
- iPad Air 2 (iOS 15.1)
- iPad Mini 3 (iOS 12.4)
- iPad Mini 2 (iOS 12.4)
- iPad Air (iOS 12.4)

## Android

- Google Pixel 4 (Android 11.0.0)
- Google Pixel 4 XL (Android 11.0.0)
- Google Pixel 3a (Android 11.0.0)
- Google Pixel 3a XL (Android 11.0.0)
- Google Pixel 3 (Android 11.0.0)

- Google Pixel 2 XL (Android 11.0.0)
- Google Pixel (Android 10.0.0)
- Google Pixel XL (Android 10.0.0)
- Samsung Galaxy S10 (Android 9.0.0)
- Samsung Galaxy S10+ (Android 9.0.0)
- Samsung Galaxy S9 (Android 8.0.0)
- Samsung Galaxy S9+ (Android 9.0.0)
- Samsung Galaxy S8 (Android 7.0.0)
- Samsung Galaxy S8+ (Android 8.0.0)
- Samsung Galaxy S7 (Android 8.0.0)
- Samsung Galaxy S6 (Android 7.0.0)
- Samsung Galaxy S5 (Android 6.0.1)
- Samsung Galaxy Note10 (Android 10.0.0)
- Samsung Galaxy Note10+ (Android 10.0.0)
- Samsung Note9 (Android 8.1.0)
- Samsung Note8 (Android 8.0.0)
- Samsung Note5 (Android 7.0.0)
- Samsung Tab A (2016) (Android 8.1.0)
- Samsung A10e (Android 10.0.0)
- Huawei Mate 10 (Android 8.0.0)
- LG Nexus 5 (Android 6.0.1)
- Motorola Moto G9 Play (Android 10.0)
- Motorola Moto G8 Plus (Android 9.0.0)
- Motorola Moto G5 Plus (Android 8.1.0)
- Motorola Moto G Gen 2 (Android 6.0)
- TT800Q 4G LTE (Android 7.1)
- OnePlus Nord N100\*\* (Android 10.0)

*\*\*Only compatible with KardiaMobile 6L*

## KardiaBand

*KardiaBand erfordert ein gepaartes iPhone und eine Apple Watch®, die jeweils in der untenstehenden Liste aufgeführt sein müssen:*

### Apple Watch

- Apple Watch Series 5 (watchOS 8.1)

- Apple Watch Series 2 (watchOS 5.2)
- Apple Watch Series 1\*\*\* (watchOS 5.2)

\*\*\*Nicht kompatibel mit der originalen Apple Watch (Serie 0)

## Host iPhone

- iPhone 11 (iOS 15.1)
- iPhone 11 Pro (iOS 15.1)
- iPhone 11 Pro Max (iOS 15.1)
- iPhone XR (iOS 15.1)
- iPhone Xs (iOS 15.1)
- iPhone Xs Max (iOS 15.1)
- iPhone X (iOS 15.1)
- iPhone 8 (iOS 15.1)
- iPhone 8 Plus (iOS 15.1)
- iPhone 7 (iOS 15.1)
- iPhone 7 Plus (iOS 15.1)
- iPhone 6s (iOS 15.1)
- iPhone 6s Plus (iOS 15.1)
- iPhone SE (iOS 15.1)
- iPhone 6 (iOS 12.4)
- iPhone 6 Plus (iOS 12.4)
- iPhone 5s (iOS 12.4)

## Kardia App

Zur Verwendung von KardiaMobile und KardiaBand wird die Kardia App benötigt, die im App Store und auf Google Play verfügbar ist.



## Omron Blood Pressure Monitor Kompatibilität

War dieser Beitrag hilfreich?

✓ JA

× NEIN

868 von 1628 fanden dies hilfreich

Zurück an den Anfang 

### Verwandte Beiträge

[Welche Telefone und Tablets sind mit KardiaMobile kompatibel?](#)

[Benutzerhandbücher](#)

[So richten Sie Ihr KardiaMobile ein](#)

## Weitere Fragen?

KUNDENDIENST KONTAKTIEREN

Telefon +1 855 338 8800

Internationaler Telefon +44 333 301 0433

*(Nur Englisch)*

Email: [support@alivecor.com](mailto:support@alivecor.com)

 **Hilfe**

©2021 AliveCor, Inc. All Rights Reserved. US Patent Nos 8,301,232, 8,509,882 and Patents Pending. AliveCor and Kardia are trademarks of AliveCor, Inc. in the United States and other countries.